

Oxivir Excel Wipe Acti

Reinigungs- und Desinfektionstücher für nicht-invasive Medizinprodukte und nicht poröse Oberflächen

Produktbeschreibung

Oxivir Excel Wipe Acti basiert auf der AHP-Technologie und ist das ideale Produkt zur Reinigung und Desinfektion von harten Oberflächen sowie von nicht-invasiven Medizinprodukten in einem Schritt (nur für die professionelle Anwendung).

Eigenschaften

- Gebrauchsfertiges Wischtuch: Das ideale Produkt für alle Anwendungsbereiche, einschließlich solcher im und außerhalb des Gesundheitswesens sowie in der Lebensmittelverarbeitung
- Vollviruzide Wirkung
- Schnell wirksames Desinfektionsmittel gegen ein breites Spektrum von Viren, Bakterien und Hefen
- Herausragende Reinigungsleistung mit einem hochleistungsfähigem Tensidsystem
- Frei von Duftstoffen
- Kein Nachspülen erforderlich
- Wirkstoff zersetzt sich in Wasser und Sauerstoff
- BPR-zugelassenes Biozid
- Zertifiziertes Medizinprodukt



BPR
APPROVED

 **Diversey Europe**
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipe Acti

Vorteile

- Oxivir Excel Wipe Acti bietet ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Viren bei kurzer Einwirkzeit und gewährleistet somit eine umfassende Desinfektion gegen verschiedene besorgniserregende Krankheitserreger
- BPR-zugelassen und umfangreich nach europäischen Normen getestet
- Oxivir Excel Wipe Acti hat einen umfassenden, vollviruziden Anspruch, einschließlich der nachgewiesenen Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Polio-, Adeno- und Murine-Noroviren, sowie gegen behüllte Viren wie Coronaviren, Vaccinia-Viren, HIV, HBV, HCV und Influenzaviren
- Aufgrund der starken Tenside verfügt Oxivir Excel Wipe Acti über eine starke Reinigungsleistung und ist nicht nur ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel, sondern auch ein hervorragender Reiniger
- Die AHP-Formulierung ist sanft zu Oberflächen, verlängert deren Lebensdauer und hinterlässt keine aggressiven Rückstände
- Oxivir Excel Wipe Acti eignet sich für die tägliche Reinigung und Desinfektion harter Oberflächen sowie für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen, beispielsweise im Einzelhandel, im Bildungswesen, in der Gastronomie, in der Langzeitpflege und in anderen Sektoren sowie in Hochrisikobereichen in Krankenhäusern wie OP, Intensivstation, Neugeborenenstation und Patientenzimmern
- Keine PSA-Anforderung, außer bei längerem Gebrauch

Anwendungshinweise

Gebrauchsfertige Tücher, keine Verdünnung erforderlich, bei Raumtemperatur anwenden:

- Entfernen Sie grobe Verschmutzungen.
- Den Deckel öffnen, ein einzelnes Tuch nehmen und den Deckel schließen.
- Das Produkt durch vollständiges Benetzung der nicht porösen Oberfläche und/oder des nicht-invasiven Medizinprodukts auftragen.
- Für 5 Minuten einwirken lassen.
- Lufttrocknen lassen. Kein Nachspülen der Oberfläche erforderlich.
- Nach der Handhabung die Hände waschen.

Reichweite: 1,5 m² pro Wisch.

Technische Daten

Aussehen:	Weißes Wischtuch
Duft:	Neutral
pH-Wert (pur):	<2
Haltbarkeit:	2 Jahre nach Herstellung (Verfallsdatum: siehe Verpackung) 28 Tage nach dem Öffnen
Wirkstoff:	0,36% Wasserstoffperoxid

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Oxivir Excel Wipe Acti

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten: sds.diversey.com. Bei der Handhabung gute Arbeitshygiene- und Sicherheitspraktiken einhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten. Nicht mit anderen Produkten mischen, außer auf Anweisung von Diversey. In geschlossenen Originalbehältern lagern und vor extremen Temperatur aufbewahren. Das Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Achtung

Innerhalb des folgenden Temperaturbereichs lagern: 6°C - 35°C. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Von Sonnenlicht fernhalten. Bei der Handhabung gute industrielle Hygiene- und Sicherheitspraktiken beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Das Produkt ist nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Warnung: Kann auf Metalle korrosiv wirken.

Persönliche Schutzausrüstung

Ausführliche Hinweise zur PSA für dieses Produkt sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten; sds.diversey.com.

PSA: Persönliche Schutzausrüstung wie erforderlich verwenden. **Handschutz:** Hände nach Gebrauch abspülen und abtrocknen. Bei längerem Kontakt kann ein Hautschutz erforderlich sein.

Hinweise zur Entsorgung

Ausführliche Hinweise zur Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten; sds.diversey.com.

Materialverträglichkeit

Oxivir Excel Wipes Acti ist für die Verwendung als Desinfektionsmittel für harte Oberflächen einschließlich harter Oberflächen von nicht-invasiven Medizinprodukten bestimmt. Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen ist Oxivir Excel Wipes Acti für die Verwendung auf Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Vinyl, Nylongewebe, laminierte Oberflächen, Glas, Gummi, harten und flexiblen Kunststoffen (Polypropylen, Polyurethan, Polyethylen, PVC, Acryl, Glasfaser und Polycarbonat) geeignet. Andere als die genannten Verwendungszwecke werden nicht empfohlen. Oxivir Excel Wipes Acti ist nicht für die Verwendung auf invasiven Medizinprodukten vorgesehen. **Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht geeignet für poröse oder säureempfindliche Oberflächen.**

Oxivir Excel Wipe Acti

Mikrobiologische Daten

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen (mit Belastung)

Anwendungsbereich: PT2 Oberflächendesinfektion ausserhalb des Gesundheitswesens (mit Belastung)

Anwendungsbereich: PT4 Oberflächendesinfektion im lebensmitteverarbeitenden Bereich (mit Belastung)

Anwendung	Wirksamkeiten	EN Norm	Testorganismen	Anwendungs-konzentration	Einwirkzeitzeit
Wischen	Bakterizid	EN13727 EN1276 EN16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Gebrauchsfertige Tücher	5 Min.
	Levurozid	EN13624 EN1650 EN16615	C. albicans		
	Viruzid	EN14476	Adenovirus, Murines Norovirus, Poliovirus		

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

Genehmigungen

- Biozid: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Medizinprodukt Benannte Stelle: CE0044

Medizinproduktinformationen für die Schweiz:

- CH-Rep: CHRN-AR-20000822. Diversey Europe B.V., Utrecht, Zweigniederlassung Münchwilen, CH-9542 Münchwilen
- CH-Importeur: Diversey Europe Operations B.V., Breukelen/ NL, c/o Diversey Europe B.V., Utrecht; ZN Münchwilen, Eschlikonerstrasse, CH 9542 Münchwilen TG

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.15/12/2025 de-CH (K02979)